

Der warme Stein

Hannelore Pentenrieder, Neusäß

In meine Igelstation werden oft unterkühlte Igel oder Igelsäuglinge gebracht. Wie wärmt man sie am besten auf? Die wassergefüllte Wärmflasche kühlt bald aus, Heizkissen und Rotlichtlampen wiederum können die Tiere überhitzen.

Ein Igelfinder schenkte mir vor einiger Zeit das ideale Gerät: einen «warmen Stein». Der Stein («Thermo-Rock»), eigentlich für Terrarientiere gedacht, wird elektrisch betrieben (20 Watt) und ist in entsprechenden Geschäften zum Preis von etwa 60 DM erhältlich.

Ich lege auf den Stein ein Handtuch, da-rauf den Pflegling und ein weiteres Handtuch darüber. Den Igeln ist die milde, gleichmäßige Wärme sehr angenehm. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß die Tiere nicht austrocknen.

